

Algengar merkingar á lækningatækjum



Medical device
Lækningatæki



In vitro diagnostic medical device
Lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi



CE marking
CE vottun



Legal manufacturer
Framleiðandi




Date of manufacture
Dagsetning framleiðslu



Country of
manufacture
Framleiðsluland



Sterile
Dauðhreinsað



EU Authorised
representative
Viðurkenndur fulltrúi innan
Evrópu



Importer
Innflytjandi



Distributor
Dreifingaraðili



Non-sterile
Ekki dauðhreinsað



Serial no.
Raðnúmer



Catalogue no.
Vörunúmer



Batch code
Lotunúmer



Model no.
Gerðarnúmer



Unique device identifier
Einkvæmd tækjauðkenning



Fragile, handle with care
Brothætt



Keep away from sunlight
Haldið frá sólarljósi



Keep dry
Geymist á þurrum stað



Storage humidity range
Leyfilegt geymslurakastig




Storage temperature range
Geymsluhitastig



Caution
Varúð



Consult the instructions for use
Skoðið notkunarleiðbeiningar



Instructions for use have
undergone translation
Notkunarleiðbeiningar hafa verið þýddar



Patient information website
Vefsvæði með upplýsingum fyrir sjúklinga



Do not resterilise
Ekki dauðhreinsa aftur



Do not reuse
Ekki endurnýta



Use by
Notist fyrir



Do not use if package is damaged
Ekki nota ef umbúðir eru skemmdar